



Western Surgical®

सेन्ट्रल लाईन ओक्सीजन नो
उपयोग करवानी रीत

USER'S MANUAL



www.westernsurgical.in

Email : westernsurgical@gmail.com

Email : info@westernsurgical.in

Ph. : +91-281-2232871 / 2243159

સેન્ટ્રલ લાઈન ઓક્સીજન નો ઉપયોગ કરવાની રીત



- ❧ સેન્ટ્રલ લાઈન ઓક્સીજન પાઈપ લાઈન દરેક બેડ પાસે ઓક્સીજનનું કનેક્શન કરેલ છે. તથા ઓપરેશન થિયેટરમાં છે.
- ❧ રોટામીટર વીથ હ્યુમીનીફાઈડ બોટલ રેગ્યુલેટરને ઓક્સીજન વાલમાં ઉપરની તરફ પ્રેસ કરવું.
- ❧ ઓક્સીજન રેગ્યુલેટર વાલથી ફ્લો મજબૂત ઓક્સીજન દરદી ને આપવું.
- ❧ હ્યુમીનીફાઈડ બોટલમાં મેક્સીમોનાં એરા સુધી પાણી ભરવું.
- ❧ દરદી માટે વાપરતા માસ્કને રોટામીટરની સાથે લગાવવું.

* Carrying Warranty at Rajkot only on site warranty not provided free of cost.

* Due to constant upgradation design, price and features are subject to change any time without prior notice.



Western Surgical®

www.westernsurgical.in

Email : westernsurgical@gmail.com

Ph. : +91-281-2232871 / 2243159

- ❖ ઓક્સીજન પાઈપલાઈન બોટલફીટીંગ રેગ્યુલેટર ફીટીંગ કરતી વખતે ઓઈલ તથા આગ થી દૂર રાખવું.
- ❖ ઓક્સીજનનાં રેગ્યુલેટર ને નોઝલ, વાલ, ને સાફ કરવા ઓઈલનો ઉપયોગ કદાપી કરવો નહીં.
- ❖ હ્યુમીનીફાઈડ બોટલ થી પકડીને ઓક્સીજન પાઈપલાઈનમાં કનેક્શન કરવું હીતાવહ નથી.
- ❖ ઓક્સીજનનાં વપરાસ પતી ગયા પછી રોટામીટરના વાલને બરોબર બંધ કરવું જરૂરી છે.
- ❖ ઓક્સીજનનાં દરદીને અપાતી પાઈપ તથા માસ્કને વપરાસ પછી કાઢી નાખવા તથા દરેક વખતે નવી એસેસરીઝ નો ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે.
- ❖ રેગ્યુલેટરને પાઈપલાઈન થી છુટું કરવું હોય ત્યારે પાઈપ લાઈનનાં વાલને ડાબી થી જમણીબાજુ કરવાથી છુટું થઈ જશે.
- ❖ રેગ્યુલેટર તથા વાલ પછડાય નહીં તે રીતે સાચવીને તેનો ઉપયોગ કરવો તે ખાસ જરૂરી છે.

* Carrying Warranty at Rajkot only on site warranty not provided free of cost.

* Due to constant upgradation design, price and features are subject to change any time without prior notice.



Western Surgical®

www.westernsurgical.in

Email : westernsurgical@gmail.com

Ph. : +91-281-2232871 / 2243159

Date of Installation	Installed By
Model No.	Serial No.
Warranty Period	
Name of Doctor & Address :	

Customer Sign. With Stamps

**Marketed By: Western Surgical
Sign. With Stamps**

No Claim Warranty :

1) Any Defect Throughtout Power Supply

2) Any Physical Damage

3) Under Warranty Standby Unit Not Provide

4) Under Warranty When Company Send Parts or Machine we Imidiat send to Buyer.

* Carrying Warranty at Rajkot only on site warranty not provided free of cost.

* Due to constant upgradation design, price and features are subject to change any time without prior notice.

Western Surgical®

"Happy Home", 2nd Floor, 23, Karanpara,
B/h. S.T. Bus Stand, Kanak Road,
Rajkot-360 001. Ph. : 0281-2232871/2243159
Mo. : 98250 69069 - 98250 45997
Email : westernsurgical@gmail.com
Email : info@westernsurgical.in

* www.westernsurgical.in *

